



Innsendelseskjema - Parasittpakke

Innsender - alle felter MÅ fylles ut - skriv tydelig! Prøvetakingsveiledning finnes på baksiden.

Navn:	Produsent nr:	Org.nr:
Adresse:	Postnr:	Poststed:
Telefon/mobil:	Prøvetakingsdato:	
E-post*:	Signatur:	

*Uten gyldig epost-adresse, blir prøvesvar sendt som brev mot ekstra kostnad.

Veterinær eller dyreklinikk - kopi sendes som e-post

Navn:	E-post:
-------	---------

Ønsket parasittpakke - kryss av for dyreart og evt. tilleggsundersøkelse

Dyreart	<input type="checkbox"/> Sau	<input type="checkbox"/> Geit	<input type="checkbox"/> Kamelider	<input type="checkbox"/> Hest	<input type="checkbox"/> Storfe NB! Velg én pakke
Basis-undersøkelse	✓ Parasittegg ✓ Koksidier	✓ Parasittegg ✓ Koksidier ✓ Lungeorm	✓ Parasittegg ✓ Koksidier ✓ Lungeorm	✓ Parasittegg ✓ Koksidier	<input type="checkbox"/> 1 Parasittegg og koksidier <input type="checkbox"/> 2 Parasittegg, koksidier og lungeorm <input type="checkbox"/> 3 Lungeorm <input type="checkbox"/> 4 Parasittegg, koksidier og leverikter <input type="checkbox"/> 5 Leverikter
Tilleggsundersøkelse Medfører ekstra kostnad Se prislisen på www.vetinst.no	<input type="checkbox"/> Leverikter <input type="checkbox"/> Lungeorm	<input type="checkbox"/> Leverikter	<input type="checkbox"/> Leverikter	Larvekultur <i>Str. vulgaris</i> <input type="checkbox"/> samleprøve, >15g avføring per hest <input type="checkbox"/> individprøver, >50g avføring per hest	

Informasjon om prøvene - gi så detaljert informasjon som mulig

Prøve merket/individ nr	Rase (evt. art)	Fødselsdato (alt. år) eller alder	Kjønn	Samleprøve (ja/nei)
1				
2				
3				
4				
5				

Informasjon om besetningen - gi så detaljert informasjon som mulig

Produksjonsform		Parasittbehandlet (ja/nei)	
Besetningsstørrelse		Behandlet dato	
Antall syke/døde		Hvilket preparat?	

Sykehistorie/årsak til innsendelse og utfyllende informasjon om besetningen/prøvene kan noteres på baksiden eller på et ekstra ark.

Prøvetakingsveiledning - Parasittpakkene

Veterinærinstituttet sender ut parasittpakker til storfe, sau, geit, kamelider og hest. Alle utstyrsprogrammene har samme innhold, men hva de undersøkes for varierer - se Veterinærinstituttets prislister for detaljer.

Pakkene bestilles på www.utstyrsbestilling.no og inneholder

- 5 engangshansker (til prøveuttak fra 5 dyr)
- 5 små lynlåsposer (til lekkasjesikring av prøve i hanske)
- 2 store lynlåsposer (til å samle de 5 små posene i, en ekstra til dobbel lekkasjesikring)
- prøvetakingsveiledning
- innsendelseskonvolutt.

Prøvene undersøkes for ulike parasitter (se prislister for detaljer).

Prøveuttak

Prøvene tas helst fra endetarmen - alternativt fra toppen av ferske avføringshauger på bakken/gulvet. En hanskledd hånd føres forsiktig inn i endetarmen og man tar ut litt avføring (se mengde under) før hansken vrenses over innholdet, tømmes for luft og knyttes igjen. Hansken legges i en liten lynlåspose som tømmes for luft før den lukkes helt og **merkes med individnummer**. De 5 små posene legges til slutt i en stor lynlåspose som lukkes helt (og som så legges i enda en stor lynlåspose uten på denne igjen som en ekstra lekkasjesikring). Lukk alle posene godt!

Prøvemengden må være som følger (for lite materiale kan medføre at prøven avvises):

- Storfe: Prøvemengden må være >10 gram (et par spiseskjeer) for alle de 5 ulike pakkene.
- Sau: Prøvemengden må være >3 gram (spiseskje)
- Geit og kamelider: Prøvemengden må være >10 gram (et par spiseskjeer)
- Hest: Prøvemengden må være >3 gram (spiseskje)

Merking av prøver og utfylling av rekvisisjonsskjema

Merk den lille lynlåsposen (som inneholder hanske med prøvemateriale fra ett dyr) med dyrets individnummer. Tilsvarende merking må komme frem på det innsendingsskjemaet/elektroniske innsendingsskjema (EPI).

For innsending via EPI: klikk deg inn på følgende nettside: <https://www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk/eipi>

Følg instruksjonene.

Pakking, oppbevaring og forsendelse

Prøvene (samlet i lynlåsposene - flere utenpå hverandre) og innsendingsskjema/EPI-skjemaet og nr legges i. Eventuelt EPI nummer skrives utenpå den tilsendte konvolutten.

Bedriftspakke: Gå inn på <https://www.bring.no/retur>. Skriv inn koden 113084545-2. Fyll inn avsenderinformasjon og «Parasittpakke» i referansefeltet. Antall kolli tilsier hvor mange fraktetiketter som blir skrevet ut. Lim på pakken(e). Frakt blir fakturert rekvirent. Mer informasjon: <https://www.vetinst.no/provetaking-og-diagnostikk/proveresvar-og-generelle-vilkar/innsending-av-prover-og-adresser>

Prøvene sendes til laboratoriet så raskt som mulig og oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse (NB! De må ikke fryses!).

Veterinærinstituttets diagnostikk

Veterinærinstituttet tilbyr disse og flere andre diagnostikkpakker hvor vi kostnadsfritt sender ut prøvetakingsutstyr. Veterinærinstituttet kan også tilby en lang rekke andre undersøkelser.

Se www.vetinst.no for detaljer om prøvetaking, diagnostikk og prisliste. Se også våre temasider om de ulike dyreartene.